


DESCUBRA O NOVO HÍBRIDO \* EM

## SOLUÇÕES PARA TESTES CARDÍACOS DE DIAGNÓSTICO

RAMP® 200



Além dos resultados de qualidade de laboratório, o RAMP® 200 híbrido oferece:

- ✓ Rigoroso controle de qualidade que reduz as taxas de erro em potencial
- ✓ Alto rendimento:  
Realize até 6 testes da mesma amostra ou de diferentes pacientes simultaneamente
- ✓ Fabricado na América do Norte



Todos os testes cardiovasculares mostrados abaixo estão prontamente disponíveis:



Troponina I

BNP

CK-MB

Mioglobina

D-dímero

\*Os produtos Cardiovasculares Response são conduzidos por um rigoroso controle de qualidade para ajudar os profissionais de saúde a fazer diagnósticos precisos dos pacientes e em tempo hábil. A plataforma híbrida RAMP® 200 combina os recursos de um sistema portátil, como peso e facilidade de transporte, com os resultados de qualidade de laboratório de um sistema automatizado, maior e significativamente mais caro.

# VELOCIDADE. PRECISÃO. EXATIDÃO.



## SISTEMA DA QUALIDADE

A Response Biomedical Corp. ("Response") opera com uma forte Política de Qualidade para maximizar a satisfação do cliente e superar suas expectativas, impulsionada por um compromisso de toda a empresa com a melhoria contínua, mantendo um Sistema de Gestão da Qualidade eficaz apoiado pela conformidade com os requisitos globais.



## RESULTADOS CLINICAMENTE COMPROVADOS

Em estudos publicados, o teste de Troponina I RAMP<sup>®</sup> demonstrou excelente sensibilidade de baixo custo comparável a um analisador de laboratório<sup>1</sup>.



## SUPOORTE TÉCNICO


O Suporte Técnico Proxima através do digital care consiste em uma equipe altamente treinada de Especialistas de Suporte disponíveis para responder a quaisquer perguntas sobre produtos RAMP<sup>®</sup> incluindo software, hardware, desempenho e aplicações dos produtos, além de quaisquer outras perguntas técnicas relacionadas aos produtos RAMP<sup>®</sup>.

<sup>1</sup> Wu A.H.B. et al. Evaluation of a Point-of-Care Assay for Cardiac Markers for Patients Suspected of Acute Myocardial Infarction. Clinica Chimica Acta 2004;346(2):211-219 (\*performed on RAMP<sup>®</sup> Reader)

Clinica Chimica

## PLATAFORMA RAMP<sup>®</sup>

### PROCESSO SIMPLES DE TRÊS ETAPAS



PREPARE E ADICIONE A AMOSTRA



INSIRA O CARTUCHO



LEIA OS RESULTADOS

"A Response oferece testes cardiovasculares de qualidade na plataforma RAMP<sup>®</sup> que são apoiados por excelente suporte técnico e atendimento ao cliente. O RAMP<sup>®</sup> 200 é um instrumento bem projetado. É fácil de usar e oferece tempos de resposta rápidos."

– Coordenador Técnico, St. Helena, California, EUA.

A Response oferece testes cardiovasculares rápidos e precisos no RAMP® 200, com um tempo médio de resultado de ~15 minutos. O módulo de teste (MTs) de porta dupla oferece capacidade de alto rendimento com a opção de expansão para até 3 MTs.



Autodiagnóstico e verificações internas de controle de qualidade

Capacidade multilíngua (Inglês, Espanhol, Português, Francês, Italiano, Alemão, Chinês)

Interface de tela sensível ao toque brilhante e de fácil leitura

Um leitor multiportas de alto rendimento; realiza até 6 testes de pacientes simultaneamente

Tamanho Compacto\*

Desenho modular, expansível e flexível (1-3 MTs)

Não requer calibração ou manutenção

**\*ESPECIFICAÇÕES DO LEITOR**

Peso	Módulo de Controle = 1 kg; Módulo de Teste = 1.5 kg
Dimensões	Módulo de Controle: 19,56 cm de largura x 17,78 cm de profundidade x 10,41 cm de altura Módulo de Teste: 19,56 cm de largura x 18,54 cm de profundidade x 9,65 cm de altura
Requisitos de Energia	Fonte de alimentação universal; potência de saída de 12 VCC
Conexões Externas	LAN; USB (3 portas); conectores DIN personalizados para Módulos de Teste (3 portas)

**NOVO**

**CONTROLES CARDÍACOS**  
**RAMP® DISPONÍVEIS**  
 Para testes de Controle Líquido de Qualidade externos de rotina

**RESPONSE CARDIOVASCULAR**

Menu de Teste Atual



Troponina I      BNP      CK-MB      Mioglobina      D-dímero




**DESTAQUES**

- Um leitor leve e totalmente portátil
- Bateria e/ou alimentação de CA; realiza até 100 testes com uma carga completa
- Autodiagnóstico e verificações internas de controle de qualidade
- Nenhuma calibração ou manutenção necessária
- O menu permite a personalização do RAMP® Reader
- Vários níveis de acesso para maior segurança, incluindo bloqueio do operador
- Armazena até 500 resultados de amostra, 65 CIQ e 35 CLQ

**TECNOLOGIA RAMP®**

**RELAÇÃO RAMP® :**

Corrige possíveis fontes de variabilidade, incluindo técnica do operador, variabilidade da amostra e condições ambientais para assegurar resultados otimizados de precisão e exatidão



Distribuidor exclusivo:

**proxima**

Avenida Radamés Lo Sardo, nº 222 - Uberaba  
Bragança Paulista - SP - CEP 12908-829  
Tel.: +55 11 4280 7500



proximadx.com

Atendimento ao Cliente:

**Digitalcare** vyttra

0800 723 5015

digitalcare@vyttra.com

WhatsApp: 55 11 99738 9296